


Anticorpo Policlonale Anti-Ang Per Wb, If/Icc, Elisa - P03950

Numero articolo: CM0015458



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'angiogenina umana (ANG/RNASE5), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sull'angiogenesi, la risposta allo stress e la proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ANG Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ALS9; RAA1; HEL168; RNASE4; RNASE5; ANG
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	283
GeneID	283
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-147 di ANG umano (NP_001136.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P03950
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio