

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Angiotensinogen Per Wb, Elisa - P01019

Numero articolo: CM0002299



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega all'angiotensinogen umana (AGT, Serpin A8). Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul sistema renina-angiotensina nell'ipertensione e negli studi cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Angiotensinogen Rabbit mAb
Note/Alias	ANHU; hFLT1; SERPINA8; Angiotensinogen
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	183
Gene ID	183
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dell'angiotensinogen umana (P01019)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P01019
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio