


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Angiotensinogeno Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01019

Numero articolo: CM0016210



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Angiotensinogeno umano (AGT/SERPINA8), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sul sistema RAS.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo pAb di Coniglio Anti-Angiotensinogeno
Note/Alias	ANHU; hFLT1; SERPINA8; Angiotensinogeno
Specie	Umano
GeneID (Umano)	183
GeneID	183
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-485 dell'Angiotensinogeno umano (NP_000020.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01019
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio