


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Angpt1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15389

Numero articolo: CM0012106



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ANGPT1 validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Riconosce ANGPT1 di origine umana, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'angiogenesi, lo sviluppo vascolare e la biologia endoteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ANGPT1 Rabbit mAb
Note/Alias	AGP1; AGPT; ANG1; HAE5; AGPT-1; ANGPT1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	284
ID gene	284
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 200-300 di ANGPT1 umana, Q15389)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q15389
Peso proteico	58k Da
Spedizione	Sacco di ghiaccio