


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Angpt1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15389

Numero articolo: CM0028210



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Angiopietin-1 (ANGPT1), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sull'angiogenesi e sulla stabilità vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ANGPT1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AGP1; AGPT; ANG1; HAE5; AGPT-1; ANGPT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	284
GeneID	284
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 277-498 dell'ANGPT1 umano (NP_001137.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15389
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio