


Anticorpo Policlonale Anti-Angptl3 Per Wb, Elisa - Q9Y5C1

Numero articolo: CM0014448



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'ANGPTL3 umano, raccomandato per Western blotting ed ELISA, cross-reattivo con il topo. Adatto per studi sul metabolismo lipidico e sull'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ANGPTL3 Rabbit pAb
Note/Alias	ANL3, ANG-5, FHBL2, ANGPT5, ANGPTL3
Specie	Umano
GeneID	27329 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 231-460 dell'ANGPTL3 umano (NP_055310.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo
SWISS	Q9Y5C1
Peso Molecolare Proteina	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio