


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Angptl3 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y5C1

Numero articolo: CM0009856



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ANGPTL3 validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con ANGPTL3 umano, di topo, di ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo lipidico, l'angiogenesi e la biologia degli adipociti.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | mAb di coniglio ANGPTL3                                                                                                                |
| Note/Alias            | ANL3; ANG-5; FHBL2; ANGPT5; ANGPTL3                                                                                                    |
| Specie                | Umano                                                                                                                                  |
| ID Gene (Umano)       | 27329                                                                                                                                  |
| ID Gene               | 27329                                                                                                                                  |
| Immunogeno            | Peptide Sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'ANGPTL3 umano (Q9Y5C1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                               |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                  |
| Applicazione          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                     |
| SWISS                 | Q9Y5C1                                                                                                                                 |
| Peso Proteico         | 54kDa                                                                                                                                  |
| Spedizione            | Sacca refrigerante                                                                                                                     |