

Anticorpo Policlonale Anti-Angptl4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9By76

Numero articolo: CM0024109



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ANGPTL4 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico, l'angiogenesi e l'omeostasi del glucosio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ANGPTL4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NL2, ARP4, FIAF, HARP, PGAR, HFARP, TGQTL, UNQ171, pp1158, ANGPTL4
Specie	Umano
GeneID	51129
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-170 di ANGPTL4 umano (NP_647475.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9BY76
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio