

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Angptl5 Per Wb, Elisa - Q86Xs5

Numero articolo: CM0018540

introduzione

pAb coniglio ANGPTL5 validato per WB e ELISA. Reagisce con ANGPTL5 umano, una glicoproteina secreta espressa principalmente nel cuore adulto. Ideale per la ricerca cardiovascolare e gli studi sui biomarcatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio ANGPTL5
Osservazioni/Alias	ANGPTL5
Specie	Umano
GenelD (umano)	253935
GenelD	253935
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-388 di ANGPTL5 umano (NP_835228.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q86XS5
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio