

Anticorpo Policlonale Anti-Angptl8 Per Wb, Elisa - Q6Uxh0

Numero articolo: CM0021527

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ANGPTL8 umano (betatrofina), validato per WB ed ELISA. Rileva l'ANGPTL8 umano, murino e di ratto (~22 kDa). Strumento chiave per lo studio del metabolismo lipidico, della regolazione dei trigliceridi e del diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	ANGPTL8 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	RIFL; TD26; PRO1185; PVPA599; C19orf80; ANGPTL8
Specie	Umana
GeneID (Umano)	55908
GeneID	55908
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-198 dell'ANGPTL8 umano (NP_061157.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q6UXH0
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio