


Anticorpo Policlonale Anti-Ank3 Per If/Icc, Elisa - Q12955

Numero articolo: CM0021412



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia ANK3/Ankyrina-G umana, convalidato per IF/ICC e ELISA, reagisce in modo crociato con essere umano e topo. Ideale per ricerche nel campo delle neuroscienze, della muscolatura e dei canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ANK3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MRT37; ANKYRIN-G; ANK3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	288
GeneID	288
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q12955
Peso proteico	480kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio