

Anticorpo Policlonale Anti-Ankh Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Hcj1

Numero articolo: CM0028852

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ANKH di alta qualità convalidato per WB e ELISA. Mirato al regolatore della mineralizzazione umana ANKH (Q9HCJ1), un trasportatore chiave negli studi sulla calcificazione ossea e articolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ANKH Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ANK; CMDJ; HANK; MANK; CCAL2; CPPDD; SLC62A1; ANKH
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	56172
ID Gene	56172
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 210-320 di ANKH umano (NP_473368.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9HCJ1
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio