

Anticorpo Policlonale Anti-Ankhd1 Per Wb, Elisa - Q8Iwz3

Numero articolo: CM0023143

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ANKHD1 per il rilevamento di ANKHD1 (MASK) umano in Western blot e ELISA. Questa proteina impalcatura è associata al fenotipo delle cellule leucemiche e alla regolazione dell'apoptosi. Ideale per la ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ANKHD1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MASK; MASK1; VBARP; PP2500; ANKHD1
Specie	Umano
GeneID (umano)	54882
GeneID	54882
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1620-1800 di ANKHD1 umano (NP_060217.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8IWZ3
Peso proteico	269kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio