

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ankhd1 Per Wb Ed Elisa - Q8Iwz3

Numero articolo: CM0027684

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ANKHD1 umano, validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la biologia cellulare della leucemia, l'apoptosi e la ricerca sulle proteine di impalcatura.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ANKHD1 Rabbit pAb
Note/Alias	MASK; MASK1; VBARP; PP2500; ANKHD1
Specie	Umano
GenelD (umano)	54882
GenelD	54882
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8Iwz3
Peso Proteico	269kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio