

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ankle2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q86XI3

Numero articolo: CM0021378

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ANKLE2 di alta qualità validato per WB, IHC-P ed ELISA; rileva umano, topo, ratto. Strumento essenziale per studiare il rimontaggio dell'involucro nucleare mitotico e lo sviluppo cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ANKLE2 Rabbit pAb
Note/Alias	Lem4; LEMD7; MCPH16; KIAA0692; ANKLE2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23141
Gene ID	23141
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86XL3
Peso Proteico	104kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio