

Anticorpo Monoclonale Anti-Ankrd1 Per Wb, Elisa - Q15327

Numero articolo: CM0005691

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ANKRD1 convalidato per WB ed ELISA. Reagisce con ANKRD1 umano e murino (36 kDa), una proteina cardiaca con ripetizioni ankiriniche coinvolta nell'attivazione endoteliale e nella regolazione genica cardiaca. Ideale per la ricerca IVD e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di Coniglio ANKRD1
Note/Alias	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2; ANKRD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27063
GeneID	27063
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di ANKRD1 umano (NP_055206.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q15327
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio