

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ankrd1 Per Wb E Elisa - Q15327

Numero articolo: CM0026991

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega all'ANKRD1 umano (proteina con ripetizioni ankirina cardiaca). Adatto per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca cardiovascolare ed endoteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ANKRD1 Coniglio pAb
Note/Alias	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2; ANKRD1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	27063
ID Gene	27063
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 dell'ANKRD1 umano (NP_055206.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15327
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio