

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ankrd28 Per Wb, Elisa - O15084

Numero articolo: CM0028037

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro ANKRD28 umano (PITK/FAP79), validato per WB ed ELISA. Cross-reattività con il topo. Ideale per lo studio della defosforilazione mediata da PP6 e della segnalazione della migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ANKRD28 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PITK; FAP79; CFAP79; PPP1R65; ANKRD28
Specie	Umano
GeneID (umano)	23243
GeneID	23243
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-300 di ANKRD28 umano (NP_056014.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	O15084
Peso proteico	113kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio