

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ankrd46 - Q86W74

Numero articolo: CM0021211

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ANKRD46, adatto per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca su proteine di membrana e ripetizioni ankiriniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio ANKRD46
Note/Alias	ANK-S; GENX-115279; ANKRD46
Specie	Umano
GeneID (umano)	157567
GeneID	157567
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-232 di ANKRD46 umano (NP_001257308.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q86W74
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio