

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ankrd52 Per Wb E Elisa - Q8Nb46

Numero articolo: CM0024441

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia ANKRD52 umana, una presunta subunità regolatoria della PP6. Adatto per Western blot e ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ANKRD52 Rabbit pAb
Note/Alias	ANKRD33; ANKRD52
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	283373
ID gene	283373
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-660 di ANKRD52 umana (NP_775866.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8NB46
Peso proteico	115kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio