


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Anln Per Wb, Elisa - Q9Nqw6

Numero articolo: CM0026085



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'ANLN umano, validato per WB ed ELISA. Adatto per lo studio della citochinesi, della divisione cellulare e della biologia dei podociti. Mira alla regione C-terminale (aa 845-1124).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ANLN Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	scra; FSGS8; Scraps; ANLN
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	54443
ID Gene	54443
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 845-1124 dell'ANLN umano (NP_061155.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NQW6
Peso Proteico	124kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio