


Anticorpo Monoclonale Anti-Annessina A11 Per Wb, Elisa - P50995

Numero articolo: CM0002326



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Annessina A11 umana, validato per Western blotting (WB) ed ELISA. Adatto per le specie umana e murina. Rileva una banda a 54 kDa. Ideale per studi sul ciclo cellulare e sulla citochinesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Annessina A11 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	ALS23; ANX11; CAP50; CAP-50; IBMWMA; Annexin A11
Specie	Umana
GeneID (Umano)	311
GeneID	311
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 276-505 dell'Annessina A11 umana (NP_001148.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina
SWISS	P50995
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio