


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Annexin A11 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P50995

Numero articolo: CM0026508



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro l'Annexin A11 umana, validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Immunogeno ricombinante, proteina da 54 kDa, per la ricerca sulla divisione cellulare e sulla segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Annexin A11 Rabbit pAb
Note/Alias	ALS23; ANX11; CAP50; CAP-50; IBMWMA; Annexin A11
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	311
Gene ID	311
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 276-505 dell'Annexin A11 umana (NP_001148.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50995
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio