


Anticorpo Monoclonale Anti-Annessina A2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07355

Numero articolo: CM0003749



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Annessina A2 validato per WB, IHC-P ed ELISA in umano, topo e ratto. Una proteina legante la membrana regolata dal calcio coinvolta nella coagulazione, fibrinolisi e ricerca sul cancro. Il prodotto si rivolge a SWISS P07355.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-Annessina A2
Note/Alias	P36, ANX2, LIP2, LPC2, CAL1H, LPC2D, ANX2L4, PAP-IV, HEL-S-270, Annessina A2
Specie	Umano
ID Gene	302
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07355
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio