

Anticorpo Policlonale Anti-Annexin A2 Per Wb - P07355

Numero articolo: CM0022126



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Annexin A2 (p36, ANX2, LIP2) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto.

Immunogeno ricombinante. Ideale per lo studio del legame di membrana calcio-regolato e della stabilità endosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Annexin A2 Rabbit pAb
Note/Alias	P36; ANX2; LIP2; LPC2; CAL1H; LPC2D; ANX2L4; PAP-IV; HEL-S-270; Annexin A2
Specie	Umano
ID Gene	302
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-339 dell'Annexin A2 umana (NP_004030.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07355
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio