

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Annexin A4/Annexin Iv Per Wb, Elisa - P09525

Numero articolo: CM0011466



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro Annexin A4/Annexin IV umana (UniProt P09525). Validato per Western Blot (WB) ed ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo, ratto. Adatto per ricerche sulla biologia delle membrane e sull'esocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Annexin A4/Annexin IV Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Annexin A4/Annexin IV
Specie	Umano
GeneID (Umano)	307
GeneID	307
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'Annexin A4 umana (P09525)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P09525
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio