

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Annexin A4/Annexin Iv Per Wb Ed Elisa - P09525

Numero articolo: CM0013795



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'Annexin A4/Annexin IV umana, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e topo. Ideale per lo studio della fusione di membrana calcio-dipendente e dell'esocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Annexin A4/Annexin IV Rabbit pAb
Note/Alias	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Annexin A4/Annexin IV
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	307
ID Gene	307
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 112-321 dell'Annexin A4/Annexin IV umana (NP_001144.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P09525
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio