

Anticorpo Policlonale Anti-Annessina A5/Annessina V Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08758

Numero articolo: CM0016098



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'Annessina A5 umana (Annessina V), validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto; ~36 kDa. Adatto per studi sull'anticoagulante e sulla coagulazione del sangue.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Annessina A5/Annessina V pAb di coniglio
Note/Alias	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alph; Annessina A5/Annessina V
Specie	Umana
ID gene	308
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-320 dell'Annessina A5/Annessina V umana (NP_001145.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08758
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio