

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Annessina A5/Annessina V Per Wb, Elisa - P08758

Numero articolo: CM0007856



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Annessina A5/Annessina V di alta qualità, validato per WB e ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Peso molecolare 36kDa. Ideale per la ricerca su emostasi e trombosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Annessina A5/Annessina V Rabbit mAb
Note/Alias	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; Annexin A5/Annexin V
Specie	Umana
GeneID (Umana)	308
GeneID	308
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 221-320 dell'Annessina A5 umana (NP_001145.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08758
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio