

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Annexin A5/Annexin V Per Wb, If/Icc, Elisa - P08758

Numero articolo: CM0021507



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato alla Annexin A5/Annexin V, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per lo studio della coagulazione del sangue e dell'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] Annexin A5/Annexin V pAb coniglio
Osservazioni/Alias	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; V
Specie	Umano
GeneID (Umano)	308
GeneID	308
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-320 della Annexin A5/Annexin V umana (NP_001145.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P08758
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio