


Anticorpo Monoclonale Anti-Annexina A6/Annexina VI Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08133

Numero articolo: CM0007367



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Annexina A6/Annexina VI, validato per WB, IHC-P, ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Proteina da 76 kDa, immunogeno aa 324-673. Ideale per studi sulla segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Annexina A6/Annexina VI
Note/Alias	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; Annexina A6/Annexina VI
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	309
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P08133
Peso della proteina	76 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante