


Anticorpo Policlonale Anti-Annessina A6/Annessina VI Per Wb, Elisa - P08133

Numero articolo: CM0024516



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-Annessina A6/Annessina VI, convalidato per Western blot (WB) e ELISA. Reagisce con uomo e topo. Bersaglia la proteina legante il calcio coinvolta nel traffico di membrane e nell'associazione con CD21. Adatto per la ricerca in biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] Annessina A6/Annessina VI Rabbit pAb
Note/Alias	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; VI
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	309
GeneID	309
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 dell'Annessina A6/Annessina VI umana (NP_001146.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P08133
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio