

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Anp32A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P39687

Numero articolo: CM0028256



introduzione

ANP32A Rabbit pAb validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Coinvolto nella soppressione tumorale, apoptosi, ciclo cellulare, trascrizione. Uso in ricerca in cromatina e virologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ANP32A Rabbit pAb
Note/Alias	LANP; MAPM; PP32; HPPCn; PHAP1; PHAPI; I1PP2A; C15orf1; ANP32A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8125
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P39687
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio