


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Anp32B Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q92688

Numero articolo: CM0005458



introduzione

Progettato per WB, IF, IHC, ELISA con ANP32B di esseri umani, topi e ratti. Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la proteina multifunzionale coinvolta nell'apoptosi, nel ciclo cellulare, nella trascrizione e nella replicazione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	ANP32B Rabbit mAb
Note/Alias	APRIL; SSP29; PHAPI2; ANP32B
Specie	Umana
GenelD (Umana)	10541
GenelD	10541
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di ANP32B umana (Q92688)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q92688
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio