


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Anp32E Per Wb, Elisa - Q9Btt0

Numero articolo: CM0021346



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ANP32E validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con ANP32E umano, murino e di ratto. Targetizza lo chaperone degli istoni coinvolto nella rimozione di H2A.Z. Adatto per la ricerca IVD e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio ANP32E
Note/Alias	LANPL; LANP-L; ANP32E
Specie	Umano
ID del gene (umano)	81611
ID del gene	81611
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 di ANP32E umano (NP_112182.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9BTT0
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante