

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Anpep/Cd13 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P97449

Numero articolo: CM0011919

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro ANPEP/CD13 (aminopeptidasi N), validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla presentazione degli antigeni, sul processing degli ormoni peptidici e sul trasporto degli aminoacidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ANPEP/CD13 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	Apn; AP-M; AP-N; Cd13; P150; CD13
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	290
Gene ID	16790
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 69-966 del CD13 murino. (NP_032512.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P97449
Peso proteico	109kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio