

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ant1/Ant2/Ant3/Ant4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P12235 / P05141 / P12236 / Q9H0C2

Numero articolo: CM0022252

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ANT1/ANT2/ANT3/ANT4 umani (traslocasi ADP/ATP), adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo mitocondriale e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio ANT1/ANT2/ANT3/ANT4
Note/alias	ANT1/ANT2/ANT3/ANT4
Specie	Umano
GeneID (umano)	291/292/293/83447
GeneID	291/292/293/83447
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'amminoacido 200 e il C-terminale di ANT1 umano (NP_001142.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P12235/P05141/P12236/Q9H0C2
Peso della proteina	33 kDa/32 kDa/35 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante