

Anticorpo Monoclonale Anti-Ant2/Slc25A5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05141

Numero articolo: CM0006737

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro ANT2/SLC25A5 umano (ADP/ATP translocasi 2), validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adatto per ricerche su mitocondri e studi sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ANT2/SLC25A5 Rabbit mAb
Note / Alias	T2; T3; 2F1; AAC2; ANT2; ANT2/SLC25A5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	292
GeneID	292
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-220 di ANT2/SLC25A5 umano (NP_001143.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05141
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio