


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Anxa1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04083

Numero articolo: CM0017211



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'ANXA1 umano (Annessina A1), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva l'ANXA1 umano e di ratto; ideale per la ricerca sull'infiammazione e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ANXA1 Rabbit pAb
Note/Alias	ANX1; LPC1; ANXA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	301
GeneID	301
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-346 dell'ANXA1 umano (NP_000691.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P04083
Peso Molecolare Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca refrigerante