


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Anxa13 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P27216

Numero articolo: CM0014752



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'annexina A13 umana (ANXA13), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con ANXA13 umana, murina e di ratto. Indicato per lo studio del legame di membrana dipendente dal calcio e della biologia dell'epitelio intestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-ANXA13
Note/Alias	ISA; ANX13; ANXA13
Specie	Umana
ID del gene (umano)	312
ID del gene	312
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-316 dell'ANXA13 umana (NP_004297.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P27216
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante