

Anticorpo Policlonale Anti-Anxa3 Per Wb E Elisa - P12429

Numero articolo: CM0017409



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting l'Annexina A3 (ANXA3) umana, validato per Western blot e ELISA, con reattività su umano e ratto. Ideale per lo studio dell'inibizione della fosfolipasi A2 e dei meccanismi di coagulazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ANXA3 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ANX3, ANXA3
Specie	Umano
GeneID	306
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-323 dell'ANXA3 umana (NP_005130.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P12429
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio