

Anticorpo Policlonale Anti-Anxa3 Per Wb - P12429

Numero articolo: CM0025389



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ANXA3 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Prende di mira l'anexina A3, inibitore della fosfolipasi A2, adatto per studi sulla coagulazione e la segnalazione dei fosfolipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ANXA3 Rabbit pAb
Note/Alias	ANX3; ANXA3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	306
GeneID	306
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-323 dell'ANXA3 umano (NP_005130.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P12429
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio