

## Anti-Anxa7 Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P20073

Numero articolo: CM0003812



### introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio ANXA7 di alta qualità per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva ANXA7 umano, murino e ratto. Ideale per studiare il ruolo dell'annexina A7 nell'esocitosi mediata dal calcio e nella fusione delle membrane.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | ANXA7 mAb Coniglio                                                                                                             |
| Note/Alias            | SNX; ANX7; SYNEXIN; ANXA7                                                                                                      |
| Specie                | Umano                                                                                                                          |
| Gene ID (Umano)       | 310                                                                                                                            |
| Gene ID               | 310                                                                                                                            |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 dell'ANXA7 umano (NP_001147.1). |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                          |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Reattività Incrociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                            |
| SWISS                 | P20073                                                                                                                         |
| Peso Proteico         | 53kDa                                                                                                                          |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |