

Pab Coniglio Anti-Anxa8L2 Per Wb E Elisa - Q5Vt79

Numero articolo: CM0026169

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto alla proteina simile ad annessina A8 1 (ANXA8L2, Q5VT79). Validato per WB e ELISA, reattivo con campioni di origine umana, murina e ratto. Adatto come materia prima IVD per lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ANXA8L2 Rabbit pAb
Note/Alias	ANXA8; ANXA8L2; VAC-beta; bA145E20.2
Specie	Umana
ID gene (Umano)	728113
ID gene	728113
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-276 di ANXA8L2 umano (NP_001265853.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q5VT79
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio