

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aoc3 Per Wb E Elisa - Q16853

Numero articolo: CM0023158



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ammina ossidasi umana contenente rame 3 (AOC3/VAP-1). Adatto per Western blotting e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla funzione dell'ammina ossidasi e l'adesione dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AOC3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HPAO; SSAO; VAP1; VAP-1; AOC3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8639
ID gene	8639
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 27-190 di AOC3 umano (NP_003725.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q16853
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio