


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aox1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q06278

Numero articolo: CM0027923



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro l'AOX1 umana (aldeide ossidasi 1). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo xenobiotico e sul metabolismo farmacologico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AOX1 Rabbit pAb
Note / Alias	AO; AOH1; AOX1
Specie	Umana
GenelD (Umana)	316
GenelD	316
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-590 dell'AOX1 umana (NP_001150.3).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q06278
Peso proteico	148 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio