


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ap1B1 Per Wb, Elisa - Q10567

Numero articolo: CM0020308



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro AP1B1, validato per Western blotting ed ELISA. Reagisce con AP1B1 umano, murino e ratto, una subunità adattatrice della clatrina coinvolta nel sorting delle proteine al TGN e negli endosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AP1B1 Rabbit pAb
Note/Alias	ADTB1; BAM22; KIDAR; AP105A; CLAPB2; AP1B1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	162
GeneID	162
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 700-800 dell'AP1B1 umano (NP_001118.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q10567
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio