

## Anticorpo Policlonale Anti-Ap1M1 Per Wb Ed Elisa - Q9Bxs5

Numero articolo: CM0015609

### introduzione

AP1M1 Rabbit pAb, un anticorpo policlonale per WB ed ELISA, rileva la subunità mu-1 del complesso AP-1 in umano, topo e ratto. Utilizzato negli studi sul sorting proteico e sul traffico mediato dalla clatrina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | AP1M1 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias            | AP47, mu1A, CLTNM, MU-1A, CLAPM2, AP1M1                                                                                     |
| Specie                | Umano                                                                                                                       |
| ID Gene (Umano)       | 8907                                                                                                                        |
| ID Gene               | 8907                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di AP1M1 umano (NP_115882.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                       |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                          |
| SWISS                 | Q9BX55                                                                                                                      |
| Peso Proteico         | 49kDa                                                                                                                       |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                          |