

Anticorpo Policlonale Anti-Ap1M2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6Q5

Numero articolo: CM0029657

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce AP1M2 (subunità mu-2 del complesso AP-1). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Per la ricerca sullo smistamento proteico e il traffico mediato da clatrina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AP1M2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	mu2; MU1B; MU-1B; HSMU1B; AP1-mu2; AP1M2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10053
GeneID	10053
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 164-423 di AP1M2 umana (NP_005489.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6Q5
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio