

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ap2A1 Per Wb, If/Icc, Elisa - O95782

Numero articolo: CM0011283

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro AP2A1 umano (SWISS O95782) per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sull'endocitosi mediata dalla clatrina e sul traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-AP2A1
Note/Alias	ADTAA; CLAPA1; AP2-ALPHA; AP2A1
Specie	Umano
GeneID (umano)	160
GeneID	160
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di AP2A1 umano (O95782).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O95782
Peso della proteina	108 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante